



Hřejivý polštářek na ramena



CS **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

tento nový hřejivý polštářek na ramena příjemně přilne k oblasti Vašich ramenou a šíje. Polštářek je vybaven několika komorami, díky čemuž se v něm mohou semena řepky rovnoměrně rozložit.

Semena řepky mají ve srovnání s jinými přírodními látkami, jemiž se plní hřejivé polštářky, jednu rozhodující přednost: uložené teplo vydávají po dlouhou dobu, díky čemuž mohou Vaše tělo velmi dlouho zahřívat.

V tomto návodu k použití jsme pro Vás sepsali několik důležitých informací k používání tohoto výrobku. Pozorně si je přečtěte, aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby! Nebezpečí požáru!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Hřejivý polštářek na ramena je plněný semeny řepky. Hřejivý polštářek na ramena přijímá v troubě teplo nebo v lednici chlad a ukládá jej, aby jej později mohl opět odevzdávat lidskému tělu. Protože se u tohoto výrobku jedná o výrobek s přírodními součástmi, není vhodný pro alergiky ani pro osoby s poruchou imunity.

Zahřátý hřejivý polštářek na ramena pomáhá při ...

- ... studených rukách nebo nohách,
- ... bolestech břicha (způsobených např. zažívacími problémy; **nepoužívejte** jej však při zánětech, jako je např. zánět slepého střeva apod.),
- ... bolestech svalů (např. při namožených svalech),
- ... napnutých svalech.

Zahřátý hřejivý polštářek na ramena **nepoužívejte** při ...

- ... zánětech,
- ... potíží s krevním oběhem,
- ... onemocněních doprovázených horečkou.

Hřejivý polštářek na ramena **zchlazený** v lednici pomáhá při ...

- ... obraženinách a natažení nebo natržení svalů,
- ... zánětech (žil, nervů, svalů končetin; **nepoužívejte** jej však při zánětech způsobených nachlazením),
- ... krvácení z nosu (v takovém případě si polštářek přiložte na šíji),
- ... menších popáleninách.

Zchlazený polštářek používejte nepřetržitě pouze po dobu maximálně 10 minut - s výjimkou popálení.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není určen na hraní dětem. Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ požáru

- Polštářek se smí zahřívat pouze v elektrické troubě.
V žádném případě se nesmí zahřívat v mikrovlnné nebo plynové troubě. Během zahřívání nenechávejte polštářek bez dozoru!
- Vyschnutí polštářku, jeho přehřátí nebo extrémní zchlazení (stálým skladováním v mrazničce) by mohlo hřejivý polštářek na ramena poškodit a dokonce způsobit požár. Držte se proto bezpodmínečně hodnot uvedených v tomto letáku a polštářek před každým zahříváním a v případě potřeby čas od času navlhčete tak, že jej pokapete trochou vody.

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením

- Výrobek nesmí používat osoby, které nejsou schopny správně vnímat teplo nebo chlad. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Určitá onemocnění, jako např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla nebo chladu. Postižení nebo nemocní nemusí být případně schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno. Nepoužívejte proto tento výrobek u dětí mladších 3 let, nemocných, popř. u osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo nebo chlad. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, poradte se před začátkem používání se svým lékařem.
- Již teploty nad 41 °C mohou vést k popáleninám. Abyste zabránili popálení a podchlazení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky.
- Hřejivý polštářek na ramena zchlazujte v lednici, nikoli v mrazničce. Polštářek zchlazený v mrazničce by případně mohl již po několika minutách používání způsobit omrzliny!

VÝSTRAHA před újmou na zdraví

- Výrobek se nesmí používat trvale.
- Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.
- Zabraňte každému dlouhodobému zvlhčení, ke kterému by mohlo případně dojít během pocení u osob upoutaných na lůžko.
- Znamky plísně se mohou projevovat zatuchlostí, silným zápachem nebo tvořením plísňových skvrn. Pokud se vyskytnou alergie nebo nějaká onemocnění dýchacích cest z nejasné příčiny, měli byste hřejivý polštářek na ramena přestat používat.

Použití

Zahřívání polštářku



NEBEZPEČÍ požáru

Polštářek se smí zahřívát pouze v elektrické pečicí troubě, **v žádném případě v mikrovlnné nebo plynové troubě.**

Hřejivý polštářek na ramena vyjměte z povlaku. Na hřejivý polštářek na ramena nastříkejte trochu vody (případně za pomoci rozprašovače). Polštářek smí být zvlhčen jen lehce a povrchově.

Hřejivý polštářek na ramena vložte asi na 3-5 minut do trouby vyhřáté na 100 °C. Nenechávejte jej po tuto dobu bez dozoru.

Vlhkost vznikající zahříváním polštářku a pach jeho výplně patří k pozitivnímu efektu hřejivého polštářku na ramena.

Zchlazení polštářku

Vyjměte hřejivý polštářek na ramena z povlaku a vložte jej do vzduchotěsného sáčku.

Vložte zabalený polštářek maximálně na 2 hodiny do lednice. Následně vyjměte polštářek ze vzduchotěsného sáčku a opět jej vložte do jeho povlaku.

Potom je polštářek připravený k okamžitému použití.

Použití

Nikdy nepokládejte hřejivý polštářek na ramena přímo na pokožku! Před použitím jej vždy vložte do jeho povlaku. Před přiložením polštářku na pokožku zkontrolujte jeho teplotu hřbetem ruky.

Hřejivý polštářek na ramena položte na požadovanou část těla. Zchlazený hřejivý polštářek na ramena by nikdy neměl zůstat položený na jednom místě pokožky déle než přibližně 10 minut, protože v opačném případě by se mohly vyskytnout omrzliny/ podchlazení.

Ošetřování

Povlak se smí prát v pračce. Dodržujte pokyny k ošetřování na všitém štítku.

Samotný hřejivý polštářek na ramena se nesmí prát.

Občas jej nechte vyvětrat. Ukládejte jej na suchém místě.



Výrobek se shoduje se směrnicí
EU 93/42 EHS o zdravotnických
prostředcích.

Číslo výrobku: 333 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz